

Mepore® Film Roll

Niet-steriel, ademend, transparant, zelfklevend filmverband op rol

Mepore® Film Roll is een niet-steriel, transparant, zelfklevend filmverband op rol, ideaal voor de fixatie van wondverbanden, tubes en canules. Mepore® Film Roll kan ook gebruikt worden in de preventie van huiddefecten en als bescherming van fragiele huid tegen lichaamsvloeistoffen en tegen bacteriële en virale besmetting van buitenaf.



Aanbrengtechniek



1. Knip de gewenste lengte af (u kunt de rol desgewenst in de verpakking laten).



2. Verwijder het schutblad waarop het cijfer "1" staat.



3. Breng Mepore® Film Roll spanningsvrij aan, en bij voorkeur met behoud van nog een deel van het schutblad, dat in de loop van de applicatie mee uitgerold kan worden. Wrijf het filmverband aan voor een goede hechting.



4. Verwijder het ondersteunende transparante schutblad aan de bovenzijde van de film door het groene zijtabje waarop het cijfer "2" staat, los te halen.



5. Verwijder tenslotte de witte zijtabjes zodat de rand van het verband mooi aansluit aan de huid en bestand is tegen wrijving met bedlinnen, kleding etc.

Verwijdertechneik



Maak een hoekje los van het verband en trek zijwaarts. De film rekt op die manier op en komt gedeeltelijk los van de huid. Herhaal deze rekbeweging net zolang tot de film loskomt.

Voordelen van Mepore® Film Roll

- Zeer sterk ademende transparante film waardoor uitwisseling van vocht mogelijk wordt en het risico op maceratie beperkt wordt
- Huidvriendelijke kleeflaag voor veilige fixatie en patiëntcomfort
- Transparante film maakt regelmatige inspectie mogelijk en detectie van eventuele complicaties
- Virus- en bacteriebestendige film waardoor er geen risico bestaat op besmetting van buitenaf
- Douchebestendig voor extra patiëntcomfort
- Dunne en soepele film die zich goed aanpast aan de lichaamscontouren
- Maataanduiding op het schutblad wat opmeten en afknippen vereenvoudigt
- Het filmverband is bevestigd op een handige kunststof rolhouder waardoor het optimaal beschermd blijft zowel bij gebruik als bij niet-gebruik (bewaring)

Voorzorgsmaatregelen

Mepore® Film Roll kan niet gebruikt worden bij patiënten die gevoelig zijn aan acrylaat kleefstof.



Bestelinformatie

Art.nr	CNK code	Afmeting	Stuks/ doos	Stuks/ TRP
276105	2743-193	5 cm x 10 m	1	24
276110	2743-201	10 cm x 10 m	1	12
276115	2743-219	15 cm x 10 m	1	8

Mölnlycke Health Care NV
Berchemstationstraat 72 b2, B-2600 Berchem
Telefoon: +32(0)3 286 89 50
www.molnlycke.com



De naam en het logo Mölnlycke Health Care en Mepore® Film Roll zijn wereldwijd geregistreerd door Mölnlycke Health Care AB.