

CAD Ref: PLSS146

Dimensions: 165 x 127 x 165mm




Ref no: 47648-01
Created by: Natalie Whiteside

Refer to ARS PD-531897 and Master Text IFU PD-572948

Mölnlycke Health Care, Gamlestadsvägen 3C, SE-402 82, Göteborg

Colour information

- PMS 361
- PMS Cool Grey 10
- Spot color PMS 485 (485) and PMS 486 (486) Dimensions 165mm x 165mm x 127mm



Mölnlycke®

Tubigrip®

Elasticated tubular support bandage

47648-01

Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadsvägen 3C, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden
www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care Group of Companies.
The Mölnlycke and Tubigrip trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the
Manufacturers / Fabricants

Elasticated Tubular Bandage BP Type A. Instructions for use: Consult size guide. Cut the bandage to twice the length of the affected limb, if required make 2 slots for a thumb hole. Pull over the limb, then double back. Dispose as should be handled according to local environmental procedures.

Precautions: Do not use Tubigrip if patient/user has known hypersensitivity to the fibre content. If your condition worsens stop use and consult a health care professional. Keep clean, if soiled discard and replace bandage. If any serious incident has occurred in relation to the use of Tubigrip, it should be reported to Mölnlycke Health Care. Fibre Content: Cotton, Elastodiene and Polyester.

Caution: This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions, including anaphylactic responses.

Entsorgung sollte gemäß den lokalen Umweltschutzbedingungen erfolgen. Vorsichtsmaßnahmen: Tubigrip nicht bei Patienten mit einer bekannten Allergie auf die Faservermischung verwenden. Wenn sich Ihr Gesundheitszustand verschlechtert, stellen Sie die Anwendung ein und lassen Sie sich von einer medizinischen Fachperson beraten. Halten Sie den Verband sauber. Entsorgen Sie ihn bei Verunreinigung und ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Falls ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit Tubigrip aufgetreten ist, melden Sie dies an Mölnlycke Health Care. Faservermischung: Baumwolle, Elastodiene und Polyester. Achtung: Dieses Produkt enthält Latex aus Naturkautschuk, wodurch allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, hervorgerufen werden können.

Elastisk tubbandage. Bruksanvisning: Se sterrelsesveiledningen. Klipp bandagen slik at den er dobbelt så lang som kroppsdelen den skal dekke. Ved behov kan du klippe to hull til tommert. Trekk over kroppen/leddet, fold den tilbake slik at den blir liggende dobbelt. Produktet kastes i henhold til gjeldende miljøbestemmelser. Forbudsregler: Ikke bruk Tubigrip ved kjent overfølsomhet for fiberinnholdet. Avslutt bruken og kontakt lege hvis tilstanden forverres. Hold bandagen ren. Skift og kast bandagen hvis den blir skitten. Hvis det oppstår bivirkninger i forbindelse med bruk av Tubigrip, skal det rapporteres til Mölnlycke Health Care. Fiberinnhold: Bomull, elastodiene og polyester. OBS: Dette produktet inneholder naturgummilátex, som kan forårsake allergiske reaksjoner, inkludert anafylaktiske reaksjoner.

Elastisointu putkiidde. Käyttöohjeet: Katso koko-ohje. Leikkaa side kaksi kertaa hoidettavan raajan pituiseksi ja tee tarvittaessa kaksi villaa peukalon reikä värtä. Vedä raajan päälle ja taata kahta taakse päin. Häiritseminen tulee tehdä paikallisten ympäristöohjeiden mukaan. Huomiotavaa: Tubigrip-sidettä ei saa käyttää potilaita käyttäessä, joiden tiedetään olevan allergisia jollakin kuidun komponenteista. Jos tila pahenee, keskeytä käyttö ja ota yhteyttä terveydenhoidon ammattilaiseen. Pidä puhtaana. Hovitä ja vaihda likaantunut side. Älä Tubigripin käyttö yhteydessä ilmenevää vakavia haittavaikutuksia, siitä on ilmoitettava Mölnlycke Health Carelle. Käyttökäyttöä suositellaan, elastodieneja ja polyesteriä. Varoitus: Tuote sisältää luonnonkumiäätexiä, joka saattaa aiheuttaa allergisen reaktion tuota anafylaktisen reaktion.

Elastisk tubbandage. Bruksanvisning: Läs storleksguiden. Klipp till bandaget till den dubbla längden av den drabbade extremiteten och gör två snitt för ett tumhåll om så behövs. Dra det över extremiteten, och vik tillbaka den resterande längden som ett andra skikt. Använd sika hantare enligt lokala miljöföreskrifter. Fårhållningsföreskrifter: Använd inte Tubigrip på patienter/förskare med känt överkänslighet mot fiberinnehållet. Om tillståndet försämras, avbryt användningen och kontakta sjukvården. Håll bandaget rent. Skifta och kasta bandaget om det är smutset. Om en allvarig incident med koppling till användning av Tubigrip inträffar ska detta rapporteras till Mölnlycke Health Care. Fiberinnehåll: Bomull, elastodiene och polyester. Fårhållighet: Denna produkt innehåller naturgummilátex som kan orsaka allergiska reaktioner såsom anafylaktisk chock.

Elaste torusidde. Käyttöohjeet: Yleisohje suurus ja ohje. Leikkaa side toistamiseen kahdesti kädessä ja tee tarvittaessa kaksi sormenreikää. Vedä käsivarren päälle ja taata kahta taakse päin. Häiritseminen tulee tehdä paikallisten ympäristöohjeiden mukaan. Huomiotavaa: Tubigrip-sidettä ei saa käyttää potilaita käyttäessä, joiden tiedetään olevan allergisia jollakin kuidun komponenteista. Jos tila pahenee, keskeytä käyttö ja ota yhteyttä terveydenhoidon ammattilaiseen. Pidä puhtaana. Hovitä ja vaihda likaantunut side. Älä Tubigripin käyttö yhteydessä ilmenevää vakavia haittavaikutuksia, siitä on ilmoitettava Mölnlycke Health Carelle. Käyttökäyttöä suositellaan, elastodieneja ja polyesteriä. Varoitus: Tuote sisältää luonnonkumiäätexiä, joka saattaa aiheuttaa allergisen reaktion tuota anafylaktisen reaktion.

Vendaje tubular elástico. Instrucciones de uso: Consulte la guía de medidas. Corte el vendaje a una longitud que sea dos veces la de la extremidad afectada; si fuera necesario, realice dos cortes para pasar el pulgar. Coloque el vendaje en la extremidad y dóblalo hacia atrás. Debe desecharse respetando los procedimientos medioambientales locales. Precauciones: No utilize Tubigrip en casos de hipersensibilidad diagnosticada del paciente/usuario al contenido de la fibra. Si se estado empeora, deje de utilizarlo y consulte a un profesional sanitario. Mantenga el vendaje limpio, y deséchelo y sustitúyalo si se ensucia. Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el uso de Tubigrip debe ser notificado a Mölnlycke Health Care. Contenido de fibra: algodón, elastodiene y poliéster. Precaución: Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas síntomas anafilácticos.

Orientierung der Größenabelle. Schneiden Sie den Verband auf die doppelte Länge der betroffenen Gliedmaßen zu. Schneiden Sie gegebenenfalls zwei Schlitze als Daumenöffnungen hinein. Ziehen Sie den Verband über die Gliedmaße und dann wieder zurück, um eine zweite Schicht zu bilden. Die



Mölnlycke®

Tubigrip®

Elasticated tubular support bandage



10m

1 x 10m / 10.9 yards







USA 1-800-882-4582
Canada 1-800-494-5134

Australian Sponsor Address:
Mölnlycke Health Care Pty. Ltd.
12 Narabang Way
Belrose
NSW 2085
Australia



SIZE



A	Infant			
B	S			
C	M	S	S/M	S
D	L	M	M/L	M
E		L	L	S
F			XL	M
G				L
J				S
K				L
L				S/M

Benda tubolare elasticizzata. Istruzioni per l'uso: Consultare la guida alle misure. Tagliare la benda due volte la lunghezza dell'arto interessato; se necessario fare 2 fessure per il fore del pollice. Infilare la benda sull'arto, poi avvolgerne un secondo strato. Il relativo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle procedure locali in materia di tutela dell'ambiente. Precauzioni: Non usare Tubigrip se il paziente/utente presenta un'ipersensibilità accertata al contenuto delle fibre. In caso di peggioramento delle condizioni, sospendere l'uso e consultare un medico. Tenere la benda pulita. In caso di contaminazione, smaltirla e sostituirla. Eventuali gravi incidenti in relazione all'uso di Tubigrip devono essere riferiti a Mölnlycke Health Care. Contenguto delle fibre: cotone, gomma e poliestere. Attenzione: questo prodotto contiene lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche, comprese reazioni anafilattiche.

