



- De plooiën aan de schouders zorgen voor bewegingsvrijheid van het bovenlichaam




- De voorwaarts gerichte mouwen zijn aangepast aan de natuurlijke werkhouding



- De lange mouwen bevorderen bewegingsvrijheid en verminderen het risico op het afglijden van de handschoenen

## BARRIER® operatiejas – Ultimate

- Zacht en geruisloos materiaal
- Sterk ademend voor een hoog draagcomfort
- Sterk vochtafstotend voor een hoge bescherming
- Ergonomisch design zorgt voor bewegingsvrijheid
- Deze jassen zijn beschikbaar in Standard en High Performance<sup>1</sup>

Standard Performance	Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Lengte	Breedte	Verpakking
	680102	OJ SP, 2 handdoekjes, ingepakt	L	121 cm	150 cm	18/36
	680103	OJ SP, 2 handdoekjes, ingepakt	L-L	137 cm	150 cm	16/32
	680104	OJ SP, 2 handdoekjes, ingepakt	XL	132 cm	170 cm	16/32
	680105	OJ SP, 2 handdoekjes, ingepakt	XL-L	148 cm	170 cm	16/32
	680106	OJ SP, 2 handdoekjes, ingepakt	XXL-L	147 cm	184 cm	14/28

OJ = Operatiejas SP = Standard Performance

High Performance	Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Lengte	Breedte	Verpakking
	690102	OJ HP, 2 handdoekjes, ingepakt	L	121 cm	150 cm	16/32
	690103	OJ HP, 2 handdoekjes, ingepakt	L-L	137 cm	150 cm	14/28
	690104	OJ HP, 2 handdoekjes, ingepakt	XL	132 cm	170 cm	14/28
	690105	OJ HP, 2 handdoekjes, ingepakt	XL-L	148 cm	170 cm	14/28
	690106	OJ HP, 2 handdoekjes, ingepakt	XXL-L	147 cm	184 cm	12/24
	690107	OJ HP, 2 handdoekjes, ingepakt	XXL-XL	167 cm	184 cm	12/24

OJ = Operatiejas HP = High Performance



- Ondoordringbare versterkte zone om risico op vochtdoorslag te voorkomen
- Ademend
- Ondoordringbare versterking aan de mouwen om risico op vochtdoorslag te voorkomen
- Ultrasoon gelaste naden voor hoge bescherming
- Absorberend en zacht voor een comfortabel gevoel



<b>Materialen jas</b>	Jas en mouwen: Nonwoven polypropyleen vezels. Versterking voorpand: Polyethyleen plastic film (ademend). Versterking mouwen: Polyethyleen plastic film, viscose/polyester.
<b>Product classificatie</b>	Standard performance operatiejassen: European Standard EN 13795:2011 Standard Performance and ANSI/AAMI PB70:2012 level 3. High performance operatiejassen: European Standard EN 13795:2011 High Performance and ANSI/AAMI PB70:2012 level 3. <sup>1,2</sup>
<b>Verpakking</b>	Per stuk verpakte jassen, geleverd in een dubbel verpakkingssysteem.
<b>Milieu</b>	Het beleid van Mölnlycke Health Care is erop gericht om de mogelijke impact op het milieu te minimaliseren zonder de efficiëntie en betrouwbaarheid van onze producten en service in gevaar te brengen. Een correct milieubeleid is een prioriteit in al onze vestigingen wereldwijd.

#### Referenties

1. Europese Norm EN 13795:2011 Chirurgisch afdek materiaal, operatiejassen en clean air suits, gebruikt als medische hulpmiddelen voor patiënten, klinisch personeel en apparatuur – Algemene eisen voor fabrikanten, bewerkers en producten, beproevingsmethoden, prestatie-eisen en prestatie niveaus. 2. ANSI/AAMI PB70:2012 Bescherming tegen vloeistofpenetratie en classificatie van beschermkleding en afdek materiaal voor gebruik in instellingen voor gezondheidszorg.

Voor meer informatie: [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)  
[www.molnlycke.nl](http://www.molnlycke.nl)

Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72, B2, 2600-Berchem. Tel.: 0032 (0)3 286 89 50 - Fax: 0032 (0)3 286 89 52  
Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, 4800 DD Breda. Tel.: 0031 (0)76 521 96 63 - Fax: 0031 (0)76 522 17 82

Mölnlycke Health Care en BARRIER® zijn wereldwijd gedeponeerde merken en logo's van Mölnlycke Health Care AB of een van haar dochterondernemingen. © 2015. Mölnlycke Health Care AB. [NLSU00071508]

